

SHIATSU Hals- og rygmassager Brugermanual



Indhold

1 INDLEDNING

2 OM Shiatsu halsmassager

3 VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

4 PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE

5 Pakke indeholder

6 PRODUKT SPECIFIKATIONER

7 PRODUKTEGENSKABER

8 OPSÆTNINGSVEJLEDNING INSTRUKTIONER

9 BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONER

10 FEJLFINDING

10.1 MASSAGER VIRKER IKKE.

10.2 MASSAGER STOPPER VED AT BRUGE.

11 GARANTI DÆKER IKKE

12 Dokumenter/ressourcer

12.1 Referencer

13 Relaterede sider

INDLEDNING

Tak fordi du købte Shiatsu Neck Massager. For at bruge denne enhed sikkert skal du læse denne BRUGERVEJLEDNING grundigt inden første brug og opbevare den et sikkert sted til fremtidig reference. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte vores supportteam.



OM Shiatsu halsmassager

Shiatsu Neck Massager er en helopvarmet body shiatsu massager indbygget i en lille, bærbar model. Massageapparatet har fire roterende bolde, der skifter i to modsatte retninger hvert 15. minut. Disse ruller har sensorer, der registrerer, at hvis du har en knude, vil de skifte rotationsretning oftere for at finde ud af den knude. Når du bruger din massager, kan du vælge at have varmfunktionen tændt eller slukke for varmen ved at bruge den øverste knap på enheden (kontrol). Shiatsu Neck Massager er mere end bare en nakkemassager. Så længe du sikrer, at lynlåsen vender opad, vil sensorerne registrere knuder, og massøren vil opretholde de rette arbejdsforhold.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Du må IKKE betjene enheden eller bruge massager under kørsel.
2. Brug IKKE massageapparatet i varme eller fugtige omgivelser.
3. Tænd IKKE massageapparatet, før enheden er placeret korrekt.
4. Brug IKKE produktet, hvis de områder, der skal masseres, er blevet opereret for nylig eller har symptomer som betændelse, hævelse eller ekstravaseret blod.
5. Hold venligst spædbørn langt væk fra massageapparatet, mens enheden er i brug.
6. Støjen fra enheden er normal; det er lyden af maskinens betjening.
7. Brug aldrig denne enhed, hvis den fungerer forkert. Ring straks til vores kundeservicesupportteam for at få hjælp.
8. For at produktets optimale tilstand kan opretholdes, må du ikke bruge massageapparatet kontinuerligt i mere end 15 minutter. Efter brug, lad enheden hvile på 30

minutter for at garantere forlængelse af enhedens levetid.

9. Dette produkt har en beskyttelse mod overophedning.

Hvis det overophedes, stopper massageapparatet automatisk. I tilfælde af overophedning skal du slukke for enheden og genbruge den, efter at enheden er kølet helt af.

PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE

1. Brug IKKE produktet på badeværelset, tæt på vand, varmekilde og/eller i varme/fugtige omgivelser.
2. Afbryd massageapparatet fra lysnettet (strømkilde), når det ikke er i brug og før rengøring.
3. Opbevar massageapparatet et sikkert, køligt og tørt sted, når produktet ikke er i brug.
4. Efter afbrydelse skal du kun rengøre overfladen af det ydre dæksel.
5. Tør overfladen af med en blød, let fugtet klud (brug kun ikke -slibende rengøringsmidler).
6. NEDSLÅ IKKE PRODUKTET I NOGET VÆSKE.

7. Hold enheden væk fra hårde rengøringsmidler og opløsningsmidler.
8. Brug IKKE enheden på hårde overflader, da massageapparatet bliver beskadiget.
9. Forsøg IKKE at udføre reparationer på dette produkt.
Der er ingen servicedele til dette produkt, og sådanne forsøg vil ugyldiggøre garantien.

Pakke indeholder

- 1 - Shiatsu halsmassager
- 1 - Brugervejledning
- 1 - AC- og DC -adapter

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Produkt: Shiatsu halsmassager
Voltage: DC12V
Magt: 24W
Nominel frekvens: 50HZ
Standardtid: 15 minutter

PRODUKTEGENSKABER

4 massagehoveder
2 Massage Rotations muligheder
Til/Fra Afslappende varme

OPSÆTNINGSVEJLEDNING INSTRUKTIONER

1. Tjek venligst hoveddelen og tag ornamenter og overdækninger af i massageområderne.
2. Sørg for, at produktet er placeret korrekt på din hals eller andre dele af din krop, og foretag justeringer ved at holde ringen som et håndtag.
3. Tilslut adapteren korrekt til enheden, og tilslut strømforsyningen.

BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONER



1. Start (centerknap): tryk på afbryderen knappen for at tænde massageapparatet.

Massageapparatet starter med æltningsfunktionen (rotationsretningen ændres hvert 1. minut).

Standardtiden er 15 minutter. Standardtid er den periode, hvorefter massageapparatet automatisk holder op med at arbejde og antager standbytilstand.

2. Varme (topknap): Tryk én gang på denne knap for at aktivere varmfunktionen, og tryk på knappen igen for at afslutte funktionen.
3. Hvis du trykker på tænd / sluk -knappen igen, slukkes massageapparatet. enheden vender derefter tilbage til standbytilstand.
4. Massageretning (nederste knap): Tryk på denne knap for at ændre rotationsretning.

FEJLFINDING

Hvis du oplever problemer, mens du bruger Shiatsu Neck Massager -enheden, skal du læse følgende anvisninger for elektrisk eller batterimodel:

MASSAGER VIRKER IKKE.

- Hvis elektrisk model, skal du sikre, at strømadapteren er korrekt tilsluttet massageapparatet. Kontroller derefter, om den er korrekt tilsluttet stikkontakten.

- Hvis den elektriske model er bekræftet, er der trykket på knappen ON.

MASSAGER STOPPER VED AT BRUGE.

- Hvis der er en elektrisk model, skal du slukke for strømmen.
- Hvis den er en elektrisk model, skal du tage adapteren ud af væggen.
- Elektrisk model har en overophednings sikkerhedsfunktion. Kontroller massageapparatet for at bekræfte, om det er varmere end normalt. Hvis dette er tilfældet, skal du vente på, at massageapparatet er kølet af.
- Hvis det er en elektrisk model, skal du kontrollere adapterenden, der er forbundet til massageapparatet. Hvis det er i orden, skal du sætte massageapparatet tilbage i stikkontakten og tænde massageapparatet igen.
- Hvis den elektriske model har en automatisk timer. Dette slukker massageapparatet efter 15 minutter.
- Hvis elektrisk model

Forsøg ikke selv at reparere massageapparatet. Dette bortfalder garantien, og der er ingen servicekomponenter tilgængelige. Hvis ovenstående procedurer ikke løser problemet, bedes du kontakte Orange Planet.

GARANTI DÆKER IKKE

- Enhedskomponenter, der kræver udskiftning på grund af snavs eller forkert håndtering.
- Deler, der kan bruges eller forbruges, kan udsættes for slitage under normal brug.
- Reparationer nødvendige på grund af skader forårsaget af operatørfejl eller uagtsomhed, eller betjen og vedligehold driften af enheden inden for specifikationer og instruktioner i brugervejledningen.

Dette er ikke en medicinsk enhed.

Distribueret af:

Mica Nord ApS / DinGadget

Kirkegade 1

9460 Brovst